

刀 KATANA ノリタケ カタナジルコニア

マルチレイヤード


kuraray

KATANA Zirconia ML&HT

Noritake

Multi-layered disc brings you high esthetic restoration

MLシリーズ



Kuraray Noritake Dental Inc.

フルジルコニアクラウン
(研磨のみ)



フルジルコニアクラウン
(ステイン法)



■特長

ML(マルチレイヤード)は、フルジルコニクラウンのために開発されたディスクで、切縁から歯頸部色までの歯冠色が4層構造のグラディエーションになっており、従来の単色のジルコニアに比べより審美的な色を再現します。

また自費治療の中でも、より安価で臼歯部のクラウンに優れています。

症例)

大臼歯にMLを使用したフルジルコニアクラウン。小臼歯インレーはe-max。
後日、対合歯も同様にフルジルコニアクラウンを装着、いずれもステイン法で製作。

