

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：301AFBZX00015000

カタナ[®] アベンシア[®] N

ユニバーサル用

独自の製造技術による
シームレスなグラデーション^{*}が特長の
マルチレイヤーブロック

審美的な前歯部クラウンを
シンプルな作業で実現



独自の製造技術による シームレスなグラデーションが特長の マルチレイヤーブロック

エナメル層からボディ層にかけて、彩度と透過度にグラデーションを与える色調設計により、各層の移行部にスムーズなグラデーションを表現しました。




製品の詳細については
WEBからもご確認
いただけます。



口腔内での調和を考慮した色調設計

彩度を高めることで、口腔内での白浮きを防ぐ色調設計を採用しました。



支台歯形成



設計・加工




装着

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号: 301AFBZX00015000

カタナ® アベンシア® N

ユニバーサル用

イメージ図



形状	種別	a軸	b軸	c軸	(単位: mm)
	14L	14.5	14.5	18	

単品 切削加工用レジン…各5個/箱
(14L: A1、A2、A3、A3.5、B1、B2)

※CAMソフトの仕様により、エナメル層とボディ層が逆方向に加工される可能性があります。加工前にCAMソフト取り扱いメーカーにご確認ください。本製品は保険適用外です。



●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上